

CitoVac		
Energie electrică	Tensiune/frecvență	200 - 240 V / 50 - 60 Hz (100 - 120 V / 50 - 60 Hz)
	Putere, constantă	0,031 A
	Putere, intermitentă	0,030 - 0,031 A
	Putere, max.	0,106 A
	Vârfuri de curent (de obicei la pornire și la începutul funcționării)	0,039 A
Alimentare cu aer CitoVac cu ejector încorporat	Aer comprimat	4,5 - 6 bar (65 - 87 psi)
	Calitatea recomandată a aerului	Clasa 3, așa cum se specifică în ISO 8573-1
	Consum de aer comprimat	12,5 l/min. (3,2 GPM)
	Racord furtun	Ø 1/4"
	Vid (la aer comprimat de 6 bari)	860 mBar (645 mm Hg)
Alimentare cu aer CitoVac pentru pompă externă	Vid recomandat	minimum 900 mBar (minimum 675 mm Hg)
	Capacitate recomandată	~30 l/min. (~8 GPM)
	Racord furtun	5/16"
Software și componente electronice	Comenzi	Suport tactil
	Afișaj	LCD 3,1" cu retroiluminare
Standarde de siguranță		Consultați Declarația de conformitate
REACH		Pentru informații despre REACH, contactați biroul local Struers.
Mediu de operare	Temperatură ambientală	5-40 °C (41-104 °F)
	Umiditate	< 95 % umiditate relativă, fără condensare
Înterruptor de curent rezidual (RCCB)		Se recomandă tipul A, 30 mA (sau superior)
Nivel de zgomot		LpA = 67 dB(A) (valoare măsurată). Incertitudine K = 4 dB Măsurători efectuate în conformitate cu EN ISO 11202
Nivel de vibrații		N/A

CitoVac		
Dimensiuni și greutate	Dimensiuni exterioare:	–
	Lățime	38 cm (15")
	Adâncime	37 cm (14,5")
	Înălțime	19 cm (7,5")
	Greutate	9,5 kg (21 lbs)
	Cameră de vid:	–
	Diametru interior	Ø 20 cm (Ø 7,9")
	Înălțime interioară	10 cm (4")