

LaboForce-100		
Porte-échantillons motorisé	Porte-échantillons	
	Poids max.	4 kg (8,8 lb), échantillons inclus
	Force	Échantillon individuel 10 - 50 N Porte-échantillons 30 - 300 N
	Précision de la force	± 5 N à 50 N, ± 10 N sur des valeurs plus élevées
	Vitesse de rotation	
	en processus	50 – 150 t/m
	Sens de rotation	Antihoraire, horaire
	Moteur	180 W
Logiciels et composants électroniques	Écran	Couleur TFT, 320 x 240 pixels, rétroéclairage LED
Caractéristiques	Méthodes	Incluant : 3 Méthodes Struers Metalog Guide. Sur mesure : 10
Normes de sécurité		Voir la déclaration d’incorporation
REACH		Pour en savoir plus sur REACH, contacter l’agence Struers locale.
Environnement opérationnel	Température ambiante	
	Pendant le fonctionnement	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Alimentation en air comprimé	Pression	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Qualité recommandée	Classe 5.6.4, comme spécifié dans la norme ISO 8573-1
Alimentation électrique	Tension/fréquence	1 x 24 V
	Entrée du courant	Raccordement direct à LaboPol
	Puissance	
	Charge nominale	180 W
	Courant	
	Nominal	5 A
	Max.	8 A
	Courant, charge maximum	4,5 A

LaboForce-100		
Dimensions et poids	Largeur	20,3 cm (8")
	Profondeur	43,3 cm (17")
	Hauteur	57,4 cm (22,6")
	Hauteur (avec couvercle ouvert)	
	Poids	20,5 kg (45,2 lb)
Niveau de bruit	Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail	Voir les données techniques de LaboPol.
Niveau de vibration	Émission de vibrations déclarée	S/O