

LaboForce-50		
	Výstup motora	40 W
	Krútiaci moment pri 150 ot./min.	> 2,6 N·m
	Rýchlosť otáčania	150 ot./min.
	Smer otáčania	Vypnuté/proti smeru hodinových ručičiek
	Sila, jednotlivé vzorky	5 – 30 N
	Sila, držiak vzoriek	NA
Bezpečnostné normy		Pozri vyhlásenie o začlenení
REACH		Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers.
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Skladovacie a prepravné podmienky	Teplota okolia	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj		Zariadenie LaboForce-50 sa pripája priamo k zariadeniu Labopol
		Jednofázové (N + L1 + PE) alebo dvojfázové (L1 + L2 + PE) Elektrická inštalácia musí byť v súlade s kategóriou inštalácie II
Kategórie bezpečnostných obvodov/Úroveň výkonnosti	Núdzové zastavenie	PL c, kategória 1 Kategória zastavenia 0
Prúdový chránič (RCCB)		Odporúča sa typ A, 30 mA (alebo viac)
Prívod vody	Tlak, voda z vodovodu	1 až 9,9 bar (14,5 až 143 psi)
	Prívod vody	Priemer: ½" alebo ¾"
	Odtok vody	Priemer: 32 mm (1¼")
Úroveň hluku	Hladina zvukových emisií na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 63 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB
Úroveň vibrácií	Deklarovaná úroveň vibrácií	N/A
Rozmery a hmotnosť	Šírka	40 cm (15,7")
	Hĺbka	67,3 cm (26,5")
	Výška	28 cm (8,7")
	Hmotnosť	22 kg (49 libier)