

		Minitom
Kapazität	Höhe x Länge	30 x 40 mm (1,2" x 1,6")
	Durchmesser	40 mm (1,6")
	Maximale Schneidkraft	0,34 N
Trennscheibe	Durchmesser	100–127 mm (4–5")
	Dorndurchmesser	12,7 mm (0,5")
Trennscheibenmotor	Rotationsgeschwindigkeit	100–420 U/min
Kühlmitteltank	Volumen	250 ml (8,5 fl oz)
Software und Elektronik	Steuerelemente	Touchpad
	Display	N. z.
Sicherheitsnormen		Siehe Konformitätserklärung
REACH		Informationen zu REACH erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Struers-Niederlassung. Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5–40 °C (41–104 °F)
	Feuchtigkeit	< 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Stromversorgung	Spannung/Frequenz	100–240 AVC (50–60 Hz)
	Netzanschluss	1L + (N) + PE
	Strom S1	N. z.
	Strom, Nennlast	1,4 A
	Strom, max.	2,8 A
	Ampere-Nennlast des größten Motors/der größten Last	3,2 A
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)		Typ A, 30 mA (oder besser) wird empfohlen
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	L _{pA} 58 dB
		Unsicherheit K = 4 dB
		Die Messungen wurden gemäß EN ISO 11202 durchgeführt
Vibrationspegel		N. z.

Minitom		
Abmessungen und Gewicht	Breite	27,5 cm (10,8")
	Tiefe (Hauptteil)	28 cm (11")
	Breite (mit Griff)	41 cm (16")
	Höhe (Hauptkörper)	20,5 cm (8,1")
	Höhe (mit Griff)	25,6 cm (10,1")
	Gewicht	12 kg (26,5 lbs)

Dok. Nr.: 14437750_C_de
Datum der Veröffentlichung: 2026.07.30