

LaboForce-100		
Cabezal del portamuestras	Portamuestras	
	Peso máx.	4 kg (8,8 lb) muestras incluidas
	Fuerza	10-50 N muestra individual 30-300 N portamuestras
	Precisión de la fuerza	± 5 N hasta 50 N, ± 10 N en valores superiores
	Velocidad de rotación	
	en proceso	50-150 rpm
	Sentido de rotación	Sentido antihorario, sentido horario
	Motor	180 W
Software y electrónica	Pantalla	TFT en color, 320 x 240 píxeles, retroiluminación LED
Características	Métodos	Incluye: 3 métodos de la guía Metalog de Struers. Personalizados: 10
Normas de seguridad		Véase la Declaración de incorporación
REACH		Para obtener información sobre REACH, contacte con su delegación local de Struers.
Entorno de funcionamiento	Temperatura ambiente	
	Durante el funcionamiento	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<85 % de humedad relativa sin condensación
Suministro de aire comprimido	Presión	6-9,9 bar (87-143 psi)
	Calidad recomendada	Clase-5.6.4 según ISO 8573-1
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	1 x 24 V
	Entrada de alimentación	Se conecta directamente a LaboPol
	Potencia	
	Carga nominal	180 W
	Corriente	
	Nominal	5 A
	Máx.	8 A
	Corriente, carga más alta	4,5 A

LaboForce-100		
Dimensiones y peso	Anchura	20,3 cm (8")
	Profundidad	43,3 cm (17")
	Altura	57,4 cm (22,6")
	Altura (con cubierta abierta)	
	Peso	20,5 kg (45,2 lb)
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	Véanse los datos técnicos de LaboPol.
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A