

Secotom-60		
Kapacitet	Højde x længde	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Diameter	70 mm (2,8")
	Skærelængde	0-200 mm (0-7,9") i trin på 0,1 mm
Skæreskive	Diameter	75-203 mm (3-8")
	Diameter på spindel	12,7 mm (0,5") og 22 mm (0,86")
Skæreskivemotor	Rotationshastighed	300-5.000 o/min i trin på 100 o/min
	Højdejustering af skæreskive	40 mm (1,6") automatisk
Skærebord	Bredde	258 mm (10,2")
	Dybde	184 mm (7,2")
	T-spor	T-spor med udskiftelige T-sporplader, 8,0 mm (7 stk.)
	Fremføringshastighed	0,005-3,0 mm/s (3,0-7"/min.) i trin på 0,005 mm
Laser		Klasse 1M
Software og elektronik	Betjening	Touchpad, joystick og dreje-/trykknop
	Display	LCD, TFT-farve, 5,7", 320 x 240 dots med LED-baggrundsbelysning
Sikkerhedsstandarder		CE-mærket i henhold til EU-direktiver
REACH		Kontakt det lokale Struers-kontor for at få oplysninger om REACH
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	5-40 °C (41-104 °F)
	Fugtighed	< 85 % RH ikke-kondenserende
Strømforsyning	Spænding/frekvens	200-240 V (50-60 Hz)
	Strømindgang	1-faset (N+L1+PE) eller 2-faset (L1+L2+PE) Den elektriske installation skal overholde "Installationskategori II"
	Strøm S1	1,1 kW
	Strøm S3	1,5 kW
	Strøm, tomgang	13 W
	Strøm, maks.	14,8 A
Kølesystem		Hanevand eller recirkulationssystem

Secotom-60		
Kategorier for sikkerhedskredsløb/ydelsesniveau	Sikkerhedsafbrydersystem til skærm	PL e, kategori 3 Stopkategori 0
	Skærmlås	PL b, kategori 3 Stopkategori 0
	Hold-for-kørsel-funktion	PL d, kategori 1 Stopkategori 0
	Nødstop	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
	Utilsigtet start af væskesystem	PL b, kategori 3
	Overvågning af aksehastighed, bevægelse af Y-bord	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Overvågning og hastighedsbegrænsning af skæreskive	PL d, kategori 3
	Overvågning af aksehastighed, lodret aksebevægelse	PL d, kategori 3
Udsugning	Anbefalet kapacitet	50 m ³ /h (1766 ft ³ /t) ved 0 mm vandsøjle
Avancerede funktioner	X-bord, automatisk	Ja. Valgfri
	X-stand, manuelt	Ja. Valgfri
	Roterende stand	Ja. Valgfri
Støjniveau	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	LpA = 66 dB(A) (målt værdi). Usikkerhed K = 4 dB Målinger foretaget i henhold til EN ISO 11202
Vibrationsniveau	Deklareret vibrationsemission	Ikke relevant
Dimensioner og vægt	Bredde	64,6 cm (25,4")
	Dybde (med stik)	78 cm (27,6")
	Højde (skærm lukket)	44 cm (17,3")
	Højde (skærm åben)	91 cm (35,8")
	Vægt	77 kg (170 lbs)