

LaboForce-100		
Držač za pomicanje uzoraka	Držač uzorka	
	Maks. težina	4 kg (8,8 lbs) uklj. uzorke
	Sila	10 – 50 N za pojedinačni primjerak 30 – 300 N za držač uzorka
	Točnost sile	± 5 N – 50 N, ± 10 N na višim vrijednostima
	Brzina vrtnje	
	u procesu	50 – 150 o/min
	Smjer rotacije	Suprotno od kazaljke na satu, u smjeru kazaljke na satu
	Motor	180 W
Softver i elektronika	Zaslon	TFT u boji, 320 × 240 dts, LED pozadinsko osvjetljenje
Značajke	Metode	Uključeno: 3 Struers Metalog Guide metode. Izrada po mjeri: 10
Sigurnosni standardi		Pogledajte Izjavu o ugradnji
REACH		Za informacije o Uredbi REACH obratite se lokalnom uredu Struers.
Radno okruženje	Okolna temperatura	
	Tijekom rada	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlažnost	< 85 % RV bez kondenzacije
Dovod komprimiranog zraka	Tlak	6 – 9,9 bara (87 – 143 psi)
	Preporučena kvaliteta	Razred 5.6.4, kao što je navedeno u ISO 8573-1
Napajanje	Napon/frekvencija	1 × 24 V
	Ulaz za napajanje	Povezan izravno na LaboPol
	Snaga	
	Nazivno opterećenje	180 W
	Struja	
	Nazivno	5 A
	Maks.	8 A
	Struja, najveće opterećenje	4,5 A

LaboForce-100		
Dimenzije i težina	Širina	20,3 cm (8")
	Dubina	43,3 cm (17")
	Visina	57,4 cm (22,6")
	Visina (s otvorenim poklopcem)	
	Težina	20,5 kg (45,2 lbs)
Razina buke	Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A	Pogledajte LaboPol tehničke podatke.
Razina vibracija	Deklarirana emisija vibracija	N/D