

LaboPol-20		
Mintakészítő tárcsák	Átmérő	200 mm (8")
	Forgási sebesség	50–500 ford/perc, változtatható
	Centrifugálás	600 ford/perc
	Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes irányban
	Motorteljesítmény, folytonos, S1	370 W (0,5 LE)
	Nyomaték (300 ford/perc esetén)	> 12 N·m
Biztonsági szabványok		Lásd a Megfelelőségi nyilatkozatot
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5–40 °C (41–104 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
Tárolási és szállítási feltételek	Környezeti hőmérséklet	20–60 °C (4–140 °F)
Tápellátás	Feszültség/frekvencia	200–240 V (50–60 Hz)
	Tápbemenet	1 fázis (N+L1+PE) vagy 2 fázis (L1+L2+PE) Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a II. szerelési kategóriának
	Teljesítmény, névleges terhelés	600 W
	Teljesítmény, alapjárat	11 W
	Áram, névleges terhelés	2,7 A
	Áram, maximális terhelés	6,3 A
	Áram, legnagyobb terhelés	2,6 A
Biztonsági áramkör teljesítményszint	Vészleállítás – csiszoló/polírozó üzemmód	PL c
	Vészleállítás – mintamozgató művelet	PL c
	Vészleállítás – folyadékellátás	PL c
Maradékáram-megszakító (RCCB)		A típusú, 30 mA-es (vagy erősebb) ajánlott
Vízellátás	Nyomás, vezetékes víz	1–9,9 bar (14,5–143 psi)
	Vízbevezetés	Átmérő: ½" vagy ¾"
	Vízkiemenet	Átmérő: 32 mm (1¼")
Zajszint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaalloásokon	LpA = 63 dB(A) (mért érték). 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgésbocsátás	N.a.

LaboPol-20		
Méretek és tömeg	Szélesség	40 cm (15,7")
	Mélység	67,3 cm (26,5")
	Magasság	28 cm (8,7")
	Tömeg	22 kg (49 font)