

		CitoVac
Teho	Jännite/taajuus	200–240 V / 50–60 Hz (100–120 V / 50–60 Hz)
	Teho, vakio	0,2 A
	Teho, maks.	0,2 A
Ilmansyöttö CitoVac, jossa on sisäänrakennettu annostelija	Paineilma	4,5–6 bar (65–87 psi)
	Suosittelava ilmanlaatu	Luokka 3, ISO 8573-1 -standardin mukaisesti
	Paineilman kulutus	100 l/min (26,4 GPM)
	Letskuliitöntä	Ø ¼"
	Alipaine (6 baarin paineilmassa)	860 mBar (645 mm Hg)
Ilmansyöttö Ulkoisen pumpun CitoVac	Suosittelu alipaine	min. 900 mBar (min. 675 mm Hg)
	Suosittelu lähtö	~30 l/min (~8 GPM)
	Letskuliitöntä	5/16"
Ohjelmistot ja elektronikka	Ohjaimet	Kosketuslevy
	Näyttö	Taustavalaistu LCD 3.1"
Turvallisuusstandardit		Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
REACH		Saadaksesi lisätietoja REACH-asetuksesta, ota yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon.
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Kosteus	< 95 % RH, ei kondensoituva
Jäännösvirran katkaisija (RCCB)		Tyyppiä A, 30 mA (tai parempi), suositellaan
Melutaso	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 67 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB
		Mittaukset on tehty standardin EN ISO 11202 mukaisesti
Tärinätaso	Ilmoitetut tärinäpäästöt	–

		CitoVac
Mitat ja paino	Ulkomitat:	–
	Leveys	38 cm (15")
	Syvyys	37 cm (14.5")
	Korkeus	19 cm (7,5")
	Paino	9,5 kg (21 lbs).
	Alipainekammio:	–
	Sisähalkaisija	Ø 20 cm (7,9")
	Sisäkorkeus	10 cm (4")

Asiakirjan nro.: 15927750_B_fi
Julkaisupäivä: 2026.08.06