

LaboPol-30		
Præparationsskiver	Diameter	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Rotationshastighed	50-500 o/min., variabel
	Drejning	600 o/min.
	Drejning (med LaboForce-100)	150/600 o/min.
	Rotationsretning	Mod uret
	Motoreffekt, kontinuerlig, S1	750 W (1 hp)
	Drejmoment (ved 300 o/min.)	> 24 N·m
Sikkerhedsstandarder		Se Overensstemmelseserklæring
REACH		Du kan få oplysninger om REACH ved at kontakte dit lokale Struers-kontor.
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	5-40 °C (41-104 °F)
	Fugtighed	< 85 % luftfugtighed, ikke-kondenserende
Opbevarings- og transportforhold	Omgivende temperatur	-20-60 °C (4-140 °F)
Strømforsyning	Spænding/frekvens	200-240 V / 50-60 Hz
	Strømindgang	1-faset (N+L1+PE) eller 2-faset (L1+L2+PE) Den elektriske installation skal overholde Installationskategori II
	Strøm, mærkelast	1300 W
	Strøm, tomgang	16 W
	Strøm, mærkelast	5,7 A
	Strøm, maksimal belastning	11,2 A
	Strøm, højeste belastning	5,5 A
Sikkerhedskredsløbets ydelsesniveau	Nødstop - betjening af slibe-/polerfunktion	PL c
	Nødstop - betjening af prøvebevæger	PL c
	Nødstop - væsketilførsel	PL c
Fejlstrømsafbryder (RCCB)		Type A, 30 mA (eller bedre) anbefales
Vandforsyning	Tryk, hanevand	1-9,9 bar (14,5-143 psi)
	Vandindløb	Diameter: ½" eller ¾"
	Vandudløb	Diameter: 40 mm (1½")
Støjniveau	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	LpA = 65 dB(A) (målt værdi). 4 dB
Vibrationsniveau	Deklareret vibrationsemission	Ikke relevant

LaboPol-30		
Dimensioner og vægt	Bredde	51 cm (15,2")
	Dybde	76,5 cm (30,1")
	Højde	25 cm (9,8")
	Vægt	33 kg (73 lbs)