

		CitoPress -15, 30
Valuysiköt (vaihtoehto)	Läpimitta:	25, 30, 40, 50 mm (1,25", 15")
Puristus	Valupaine	50–350 baaria 25 baarin välein/725–5076 psi 363 psi:n välein. 50 mm sylinterin halkaisijalla maksimipaine on rajoitettu 250 baariin/3625 psi:hin
Lämmitys (paine päällä)	Lämpötila	120/150/180 °C (248/302/356 °F)
	Aika	Vaihtelee 1–15 minuutin välillä
Jäähdytys (paine päällä)	Aika	Vaihtelee 1–15 minuutin välillä
	Nopeus	Korkea: Täysi virtaus (4,8 l/min) Keskitaso: 20 % täydestä virtauksesta (0,96 l/min) Matala: 3 % täydestä virtauksesta (0,14 l/min)
Ohjelmistot ja elektroniikka	Ohjaimet	Kosketuslevy, kierto-/painonuppi
	Näyttö	LCD 5,2" , jossa LED-taustavallo
Turvallisuusstandardit		Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
REACH		Lisätietoja REACHista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Kosteus	< 85 % RH, ei kondensoituva
Tehonsyöttö	Jännite/taajuus	200–240 V / 50–60 Hz (100–120 V / 50–60 Hz)
	Tehonsyöttö	1-vaihe (N + L1 + PE) tai 2-vaihe (L1 + L2 + PE)
	Virta, tyhjäkäynti	8 W
	Virta, max.	CitoPress-15: 1300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V)
		CitoPress-30: 2300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V)
	Nykyinen	CitoPress-15: 5,6 A @ 200-240 V (13 A @ 100-120 V)
CitoPress-30: 10 A @ 200-240 V (13 A @ 100-120 V)		
Jäännösvirran katkaisija (RCCB)		Tyyppi A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) tai parempi vaaditaan

TECHNICAL DATA
CitoPress-15/-30

CitoPress -15, 30		
Vedensyöttö	Paine	1–6 baaria (14,5–87 psi)
	Tulo	3/4"
	Lähtö	10 mm (0,4")
Melutaso	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 61,5 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB Mittaukset on tehty standardin EN ISO 11202 mukaisesti
Tärinätaso	Ilmoitetut tärinäpäästöt	N/A
Mitat ja paino	Leveys	CitoPress-15: 48 cm (19")
		CitoPress-30: 55 cm (21,5")
	Syvyys	56 cm (22")
	Korkeus (valuyksikön ja yläosan sulkuyksikön kanssa)	45 cm (17,7") (pois lukien CitoDoser)
		55 cm (21,5") (mukaan lukien CitoDoser)
	Paino	CitoPress-15: 34 kg (75 lbs)
		CitoPress-30: 48 kg (106 lbs)
		CitoDoser: 3,1 kg (7 lbs)