

		Lavamin
Software și componente electronice	Panoul tastaturii	cu LED-uri de stare
Standarde de siguranță/directive/legislație		Consultați Declarația de Conformitate/Manualul de instrucțiuni.
REACH		Pentru informații despre REACH, contactați biroul Struers local.
Mediu de operare	Temperatură ambientală	–
	În timpul operării	5 - 40°C (41 - 104°F)
	În timpul transportului	0 °C - 60 °C (32 - 140 °F) (transport) < 90 % Umiditate relativă, fără condensare
	Umiditate	35 - 85 % umiditate relativă, fără condensare
Alimentare cu apă (apă de la robinet)	Presiune	1,8 - 9,9 bari (26 - 143 psi)
	Debit	Min. 6 l/min (2,3 gpm)
	Racord de admisie, conectare	3/4"
Racord de evacuare a apei uzate	Diametru	32 mm (1,25")
	Distanță max. de scurgere	600 cm
	Înclinare	Min. 8%
Alimentare cu aer comprimat	Presiune	4,5 - 7 bari (65 - 101 psi)
	Debit	200 l/min (53 gpm)
	Calitate recomandată	Clasa 3, așa cum se specifică în ISO 8573-1
Alimentare cu energie electrică	Tensiune/frecvență	200 - 240 V (50/60 Hz)
		100 - 120 V (50/60 Hz)
	Priză de alimentare	Monofazat (N+L1+PE) sau bifazat (L1+L2+PE)
	max.	–
	Sarcină nominală	140 W
	Ralanti	2,5 W
	Curent	–
	Nominal	0,7 A
		1,2 A
	Max.	1,1 A
		1,5 A
	Curent, cea mai mare sarcină	0,55 A
		1,1 A

Lavamin		
Evacuare	Diametru	28 mm (1,1")
	Capacitate recomandată	nu este necesar
Dimensiuni și greutate	Lățime	32 cm (12,6")
	Adâncime	63 cm (24,8")
	Înălțime	33 cm (13")
	Înălțime (cu capac deschis)	50 cm (19,7")
	Greutate	17 kg (37,5 lbs)
	Capacitate	1,7 l (0,45 gal)
Categorii de circuite de siguranță/nivel de performanță	Rotirea suportului de probe	PL d Categoría de oprire 0
	Mișcarea în jos a capacului protector	PL c Categoría de oprire 0
Nivel de zgomot	Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile de lucru	LpA = 57,9 dB(A) (valoare măsurată)
Nivel de vibrații	Nivel de vibrații declarate	N/A