

LaboForce-100		
Dispozitiv de deplasare a probelor	Suport de probe	
	Greutate max.	4 kg (8,8 lbs) inclusiv probele
	Forță	Probă individuală 10 - 50 N Suport de probe 30 - 300 N
	Precizia forței	între ± 5N și 50 N, ± 10 N la valori mai mari
	Viteză de rotație	
	în curs	50 - 150 rpm
	Sens de rotație	În sens antiorar, în sens orar
	Motor	180 W
Software și componente electronice	Afișaj	Culoare TFT, 320 x 240 dts, iluminare de fundal LED
Caracteristici	Metode	Include: 10 metode ale ghidului Metalog Struers. Personalizate: 3
Standarde de siguranță/directive/legislație		Consultați Declarația de Conformitate/Manualul de utilizare
REACH		Pentru informații despre REACH, contactați biroul local Struers.
Mediu de operare	Temperatură ambientală	
	În timpul operării	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umiditate	< 85% umiditate relativă, fără condensare
Alimentare cu aer comprimat	Presiune	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Calitate recomandată	Clasa 5.6.4, așa cum se specifică în ISO 8573-1
Alimentare cu energie electrică	Tensiune/frecvență	1 x 24 V
	Priză de alimentare	Conectat direct la LaboPol
	Energie electrică	
	Sarcină nominală	180 W
	Curent	
	Nominal	5 A
	Max.	8 A
	Curent, cea mai mare sarcină	4,5 A

LaboForce-100		
Dimensiuni și greutate	Lățime	20,3 cm (8")
	Adâncime	43,3 cm (17")
	Înălțime	57,4 cm (22,6")
	Înălțime (cu capac deschis)	
	Greutate	20,5 kg (45,2 lbs)
Nivel de zgomot	Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile de lucru	Vezi Date tehnice LaboPol.
Nivel de vibrații	Nivel de vibrații declarate	N/A