

AbraPlan-30		
	Katalógusszám:	06296129, 06296146
Tárcsa	Átmérő	356 mm (14")
	Fordulatszám	1450 ford/perc
	Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes irányban
	Motorteljesítmény	–
	– Folyamatos (S1)	4,0 kW (5,4 LE)
	– Maximum (S3)	N.a.
Mintamozgató fej	Egyedi minta	–
	- Erő	-
	- Mintamagasság	-
	Mintatartó	–
	- Átmérő	Max. 200 mm
	- Erő	50–700 N (10–150 lbf)
	Forgási sebesség	170 ford/perc
	Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes irányban
	Motor	0,37 kW (0,5 LE)
	Nyomaték	17 Nm
Jellemzők	Anyageltávolítás-érzékelő (beépített)	–
Options (Beállítások)	Automatikus adagolás, akár 7 szivattyúzás	N.a.
	Átlátszó fedél	Standard
	Biztonsági fedél	Standard
	Forgó jelzőfény	06296900
	Recirkulációs hűtőrendszer	06296929, 06296946, 06296954
Szoftver és elektronika	Kezelőszervek	Érintőpad, forgatható/nyomógomb
	Kijelző	LCD, színes TFT 5,7", 320 × 240 képpont LED-es háttérvilágítással
Biztonsági szabványok		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5–40 °C (41–104 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó

AbraPlan-30		
Tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 200–240 V (50–60 Hz), 3 × 380–480 V (50–60 Hz)
	Tápbemenet	3 fázis (3L + PE)
	Teljesítmény, névleges terhelés	4,5 kW
	Teljesítmény, alapjárat	N.a.
	Áramfelvétel, névleges terhelés	15,4 A, 9,1 A
	Áram, max.	30 A, 20,5 A
Hűtőszivattyú	Nyomás	1–4 bar (14,5–58 psi)
	Minimális áramlás	4,5 l/perc
Levegőellátás	Nyomás, sűrített levegő	6–9,9 bar (87–145 psi)
	Levegőáramlás/fogyasztás	30 l/perc (8 g/m)
	Levegőminőség	A betáplált levegőnek az ISO 8573-1 szabvány szerinti 6.8.4. vagy annál jobb osztályúnak kell lennie.
Elszívás	Javasolt kapacitás	50 m ³ /h (1750 láb ³ /h)
Biztonsági áramköri kategóriák/teljesítményszint	Vészleállító	PL c, 1. kategória 0. kategória leállítása
	Munkazóna reteszelése	PL b, b kategória 0. kategória leállítása
	Munkazóna záróreteszelése	PL a
	Maradékáram-megszakító (RCCB)	B típusú, 30 mA-es (vagy erősebb) szükséges
Zajszint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaállomásokon	LpA = 64,6 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgés kibocsátás	A test felső részeit érő teljes rezgésterhelés nem haladja meg a 2,5 m/s ² értéket
Méretek és tömeg (fedél nélkül)	Szélesség	N.a.
	Mélység	N.a.
	Magasság	N.a.
	Tömeg	N.a.
Méretek és tömeg (fedéllel/biztonsági fedéllel)	Szélesség	847 mm
	Mélység	990 mm
	Magasság – fedél zárva/fedél nyitva	1565/1875 mm
	Tömeg	400 kg (882 font)