

Capacità	Altezza x Lunghezza	42 x 120 mm (1,7" x 4,7")
	Diametro	90 mm (3,5")
	Lunghezza di taglio	135 mm (5,3")
Disco di taglio	Diametro	250 mm (10")
	Diametro del mandrino	32 mm (1,26")
Motore del disco di taglio	Velocità di rotazione	2910 gpm (50 Hz)/3520 gpm (60 Hz)
	Regolazione altezza del disco di taglio	-
Tavola di taglio	Larghezza	316 mm (12,4")
	Profondità	225 mm (8,9")
	Scanalature a T	Scanalatura a T con piastre a T intercambiabili, 10 mm (6 pz. + 1 pz.)
	Velocità di avanzamento	Controllo manuale
Laser		Opzionale (Classe laser 2)
Software ed elettronica	Comandi	Lamina a bottone
	Display	-
Normative sulla sicurezza		Vedere la Dichiarazione di conformità
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umidità	35 - 85% RH senza condensa
Alimentazione 1	Voltaggio/frequenza	3 x 200 V (50 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	9,6 A
	Corrente, max.	19,2 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	8,6 A

Alimentazione 2	Voltaggio/frequenza	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	10,4 A
	Corrente, max.	20,8 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	9,4 A
Alimentazione 3	Voltaggio/frequenza	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	8,5 A
	Corrente, max.	17 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	7,5 A
Alimentazione 4	Voltaggio/frequenza	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	9,2 A
	Corrente, max.	18,4 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	8,2 A
Alimentazione 5	Voltaggio/frequenza	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	5,3 A
	Corrente, max.	10,6 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	4,3 A

Alimentazione 6	Voltaggio/frequenza	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	5,7 A
	Corrente, max.	11,4 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	4,7 A
Alimentazione 7	Voltaggio/frequenza	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Ingresso alimentazione	3L + (N) + PE
	Alimentazione S3 60%	2,2 kW (3 hp)
	Alimentazione S3 15%	3,2 kW (4,3 hp)
	Corrente, carico nominale	5,2 A
	Corrente, max.	10,4 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	4,2 A
Sistema di ricircolo	Opzionale	Sistema di ricircolo 3
Aspirazione	Capacità raccomandata	50 m ³ /h (1766 ft ³ /h)
Funzionalità avanzate	Tavola X, manuale	N/A
	Supporto X, manuale	N/A
	Supporto girevole	N/A
Circuito di sicurezza / Livello delle prestazioni	Arresto d'emergenza principale	PL c
	Interblocco di sicurezza delle protezioni di sicurezza	PL e
	Chiusura dell'interblocco di sicurezza delle protezione di sicurezza	PL c
	Arresto ritardato della chiusura dell'interblocco di sicurezza della protezione di sicurezza	PL b
	Mancanza di alimentazione della chiusura dell'interblocco di sicurezza della protezione di sicurezza	PL c
	Arresto d'emergenza del refrigerante	PL c
	Protezione dell'uscita del liquido di raffreddamento della protezione del disco di taglio	PL c
Interruttore magneto-termico differenziale a corrente residua (RCCB)	Tipo A, 30 mA (o superiore) richiesto	

Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 70,5 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB(A) Misurazioni eseguite secondo le normative EN ISO 11202
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti superiori del corpo non supera 2,5 m/s ² .
Dimensioni e peso	Larghezza (corpo principale)	70 cm (27,6")
	Larghezza (con maniglia e pistola di pulizia)	96 cm (37,8")
	Larghezza (un tunnel)	Sinistra: 132 cm (52")
	Larghezza (due tunnel)	N/A
	Profondità	76 cm (30")
	Altezza (protezione chiusa, maniglia inclusa)	53 cm (20,8")
	Altezza (protezione aperta)	90 cm (35,4")
	Peso	75 kg (165 lb)