

TransPol-5		
Polișare	Motor de polișare	200 W
	Viteză, motor	0-20000 rpm
	Viteză cu reductor	0-5000 rpm
	Disc de polișare din cauciuc	Diametru: 30 mm (1,2")
Baterie	Tensiune	25,2 V
	Capacitate	3,9 Ah (98 Wh)
Standarde de siguranță		Consultați Declarația de conformitate
Mediu de operare cu grupul de baterii	Temperatură ambientală	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
	Umiditate	< 85 % umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare și transport	Temperatură ambientală	20 - 55 °C (4 - 131 °F)
	Umiditate	< 95 % Umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare și transport - Grup de baterii	Temperatură ambientală	20 - 55 °C (4 - 131 °F)
	Umiditate	< 95 % Umiditate relativă, fără condensare
Alimentare cu energie electrică	Tensiune - la încărcătorul de baterii	1x100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 1,6 A
	Tensiune - de la încărcătorul de baterii	Max. 29,4 V DC/2,5A (74 W)
	Siguranța circuitului intern în TransPol-5	15 AT, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Curent, sarcină maximă	N/A
	Curent, cea mai mare sarcină	N/A
Categorii de circuite de siguranță/nivel de performanță	Oprire în caz de urgență	N/A
Înterruptor de curent rezidual (RCCB)	Se recomandă tipul A, 30 mA (sau superior)	
Nivel de zgomot	Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile de lucru	LpA = 61,4 dB(A) (valoare măsurată). Incertitudine K = 4 dB. Măsurători efectuate în conformitate cu EN ISO 11202
Nivel de vibrații	Nivel de vibrații declarate	Expunerea totală a mâinii la vibrații este de 10,5 m/s² Măsurători efectuate în conformitate cu EN ISO 20643

TransPol-5		
Dimensiuni și greutate	Lățime	357 cm (14")
	Adâncime	269 cm (10,6")
	Înălțime	20,3 cm (8")
	Lungime - cablu flexibil	3 m (9,8 ft)
	Greutate - Motor portabil + mâner și angrenaj	350 kg (0,77 lbs)
	Greutate - inclusiv grupul de baterii și accesorii	6,8 kg (15 lbs)
	Greutate - baterie	0,98 kg (2,2 lbs)