

LaboForce-100		
Maschera di trascinamento	portacampioni	
	Peso max.	4 kg (8,8 lb) incluso portacampioni
	Forza	10 - 50 N campione singolo 30 - 300 N portacampioni
	Precisione della forza	± 5 N fino a 50 N, ± 10 N su valori più alti
	Velocità di rotazione	
	in corso	50 - 150 rpm
	Direzione di rotazione	In senso orario, In senso antiorario
	Motore	180 W
Software ed elettronica	Display	Colore TFT, 320 x 240 dts, retroilluminazione LED
Funzionalità	Metodi	Inclusi: 3 metodi della Metalog Guide Struers. Metodi personalizzati: 10
Normative sulla sicurezza		Vedere la Dichiarazione di Incorporazione
REACH		Per informazioni su REACH, contattare la sede locale di Struers.
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	
	Durante il funzionamento	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
Alimentazione dell'aria compressa	Pressione	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Qualità raccomandata	Classe-5.6.4, come specificato in ISO 8573-1
Alimentazione	Voltaggio/frequenza	1 x 24 V
	Ingresso alimentazione	Collegato direttamente a LaboPol
	Alimentazione	
	Carico nominale	180 W
	Corrente	
	Nominale	5 A
	Max.	8 A
	Corrente, carico più elevato applicabile	4,5 A

DATI TECNICI
LaboForce-100

LaboForce-100		
Dimensioni e peso	Larghezza	20.3 cm (8")
	Profondità	43.3 cm (17")
	Altezza	57.4 cm (22,6")
	Altezza (con coperchio aperto)	
	Peso	20.5 kg (45.2 lbs)
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	Vedere i dati tecnici LaboPol.
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A

Doc. N.: 16367750_C_it
Data di rilascio: 2026.03.03