

Secotom-20		
Kapacitet	Höjd x Längd	165 x 50 mm (6,5 x 2")
	Diameter	70 mm (2,8")
	Kaplängd	0–200 mm (0–7,9") i steg om 0,1 mm
Kapskiva	Diameter	75–203 mm (3–8")
	Axeldiameter	12,7 mm (0,5") och 22 mm (0,86")
Kapskivmotor	Rotationshastighet	300–5 000 rpm i steg om 100 rpm
	Höjdjustering av kapskiva	40 mm (1,6") manuell
Kapbord	Bredd	258 mm (10,2")
	Djup	184 mm (7,2")
	T-fack	T-fack med utbytbara T-fackskivor, 8,0 mm (7 st.)
	Matningshastighet	0,005–3,0 mm/s (0,3–7"/min.) i steg om 0,005 mm
Laser		Klass 1M
Mjukvara och elektronik	Kontroller	Pekplatta, joystick och vrid/tryck-knapp
	LC-skärm	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
Säkerhetsstandarder		CE-märkt i enlighet med EU-direktiven
REACH		Kontakta ditt lokala Struers-kontor för information om REACH
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5–40 °C (41–104 °F)
	Luftfuktighet	< 85 % RH icke kondenserande
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	200–240 V (50–60 Hz)
	Elanslutning	1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas (L1+L2+PE) Elinstallation måste uppfylla "Installationskategori II".
	Ström S1	0,75 kW
	Ström S3	1,0 kW
	Ström, tomgång	13 W
	Ström, max.	11,7 A
Kylsystem		Kranvatten eller recirkulationssystem

Secotom-20		
Säkerhetskretskategorier/Prestandanivå	Skyddsbrytarsystem	PL e, kategori 3 Stoppkategori 0
	Skyddslås	PL b, kategori 3 Stoppkategori 0
	Dödmansgreppfunktion	PL d, kategori 1 Stoppkategori 0
	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Oavsiktlig start av vätskesystem	PL b, kategori 3
	Övervakning av ledrotationshastighet, Y-bordsrörelse	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Övervakning av kapskiva och rotationshastighetsgräns	PL d, kategori 3
	Övervakning av axelhastighet, vertikal axelrörelse	ANVÄNDS INTE
Utsug	Rekommenderad kapacitet	50 m³/h (1 766 ft³/h) vid 0 mm vattenmätare
Avancerade funktioner	X-bord, automatiskt	Nej
	X-stativ, manuellt	Ja. Tillval
	Roterande stativ	Ja. Tillval
Ljudnivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 66 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	ANVÄNDS INTE
Mått och vikt	Bredd	64 cm (25,4")
	Djup med kontakt	78 cm (27,6")
	Höjd, skydd stängt	44 cm (17,3")
	Höjd, skydd öppet	105,5 cm (41.5")
	Vikt	73 kg (161 lbs)