

LaboForce-50		
	Potencia del motor	40 W
	Par motor a 150 rpm	>2,6 N·m
	Velocidad de rotación	150 rpm
	Sentido de rotación	Apagado/Sentido antihorario
	Fuerza, muestras individuales	5-30 N
	Fuerza, portamuestras	N/A
Normas de seguridad		Véase la Declaración de incorporación
REACH		Para obtener información sobre REACH, contacte con su delegación local de Struers.
Entorno de funcionamiento	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<85 % de humedad relativa sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura ambiente	−20-60 °C (−4-140 °F)
	Humedad	<85 % de humedad relativa sin condensación
Suministro eléctrico		La unidad LaboForce-50 está conectada directamente a la unidad LaboPol
		Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE)
		La instalación eléctrica debe cumplir con la Categoría de instalación II
Categorías del circuito de seguridad/Nivel de rendimiento	Parada de emergencia	PL c, categoría 1
		Categoría de parada 0
Interruptor diferencial (RCCB)		Se recomienda tipo A, 30 mA (o mejor)
Suministro de agua	Presión, agua corriente	1 a 9,9 bar (14,5 a 143 psi)
	Entrada de agua	Diámetro: ½" o ¾"
	Salida de agua	Diámetro: 32 mm (1¼")
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 63 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A
Dimensiones y peso	Anchura	40 cm (15,7")
	Profundidad	67,3 cm (26,5")
	Altura	28 cm (8,7")
	Peso	22 kg (49 lb)