

LaboForce-50		
	Puissance du moteur	40 W
	Couple à 150 t/m	> 2,6 N·m
	Vitesse de rotation	150 t/m
	Sens de rotation	OFF/antihoraire
	Force, échantillons individuels	5 - 30 N
	Force, porte-échantillons	S/O
Normes de sécurité		Voir la déclaration d’incorporation
REACH		Pour en savoir plus sur REACH, contacter l’agence Struers locale.
Environnement opérationnel	Température ambiante	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Conditions de stockage et de transport	Température ambiante	-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Alimentation électrique		Raccordement direct du LaboForce-50 au LaboPol
		Monophasée (N+L1+PE) ou biphasée (L1+L2+PE) L’installation électrique doit être en conformité avec les prescriptions « Installation Category II »
Catégories de sécurité des circuits/niveau de performance	Arrêt d’urgence	PL c, Catégorie 1
		Catégorie d’arrêt 0
Disjoncteur différentiel (DD)		Type A, 30 mA (ou mieux) recommandé
Alimentation en eau	Pression, eau du robinet	1 à 9,9 bar (14,5 à 143 psi)
	Arrivée d’eau	Diamètre : ½" ou ¾ "
	Évacuation d’eau	Diamètre : 32 mm (1¼")
Niveau de bruit	Niveau de pression acoustique d’émission pondéré A aux postes de travail	LpA = 63 dB(A) (valeur mesurée). Incertitude K = 4 dB
Niveau de vibration	Émission de vibrations déclarée	S/O
Dimensions et poids	Largeur	40 cm (15,7")
	Profondeur	67,3 cm (26,5")
	Hauteur	28 cm (8,7")
	Poids	22 kg (49 lb)