

LaboPol-30		
Mintakészítő tárcsák	Átmérő	230 mm (9") és 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Forgási sebesség	50–500 ford/perc, változtatható
	Centrifugálás	600 ford/perc
	Centrifugálás (a LaboForce-100-zal)	150/600 ford/perc
	Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes irányban
	Motorteljesítmény, folytonos, S1	750 W (1 LE)
	Nyomaték (300 ford/perc esetén)	> 24 N·m
Biztonsági szabványok		Lásd a Megfelelőségi nyilatkozatot
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5–40 °C (41–104 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
Tárolási és szállítási feltételek	Környezeti hőmérséklet	20–60 °C (4–140 °F)
Tápellátás	Feszültség/frekvencia	200–240 V (50–60 Hz)
	Tápbemenet	1 fázis (N+L1+PE) vagy 2 fázis (L1+L2+PE) Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a II. szerelési kategóriának
	Teljesítmény, névleges terhelés	1300 W
	Teljesítmény, alapjárat	16 W
	Áram, névleges terhelés	5,7 A
	Áram, maximális terhelés	11,2 A
	Áram, legnagyobb terhelés	5,5 A
Biztonsági áramkör teljesítményszint	Vészleállítás – csiszoló/polírozó üzemmód	PL c
	Vészleállítás – mintamozgató művelet	PL c
	Vészleállítás – folyadékellátás	PL c
Maradékáram-megszakító (RCCB)		A típusú, 30 mA-es (vagy erősebb) ajánlott
Vízellátás	Nyomás, vezetékes víz	1–9,9 bar (14,5–143 psi)
	Vízbevezetés	Átmérő: ½" vagy ¾"
	Vízkiemenet	Átmérő: 40 mm (1½")
Zajszint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaállomásokon	LpA = 65 dB(A) (mért érték). 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgés kibocsátás	N.a.

LaboPol-30		
Méretek és tömeg	Szélesség	51 cm / 15,2"
	Mélység	76,5 cm / 30,1"
	Magasság	25 cm / 9,8"
	Tömeg	33 kg (73 font)