

Kapacita	Výška x dĺžka	42 x 120 mm (1,7" x 4,7")
	Priemer	90 mm (3,5")
	Dĺžka rezania	135 mm (5,3")
Rezný kotúč	Priemer	250 mm (10")
	Priemer upínacieho trňu	32 mm (1,26")
Motor rezného kotúča	Rýchlosť otáčania	2 910 ot./min. (50 Hz)/3 520 ot./min. (60 Hz)
	Nastavenie výšky rezného kotúča	-
Rezací stôl	Šírka	316 mm (12,4")
	Hĺbka	225 mm (8,9")
	Drážky v tvare písmena T	Otvor v tvare písmena T s vymeniteľnými platničkami otvoru v tvare písmena T, 10 mm (6 ks + 1 ks)
	Rýchlosť posuvu	Manuálne ovládanie
Laser		Možnosť (trieda lasera 2)
Softvér a elektronika	Ovládače	Tlačidlová fólia
	Displej	-
Bezpečnostné normy		Pozri vyhlásenie o zhode
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlhkosť	35 – 85 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj 1	Napätie/frekvencia	3 x 200 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	9,6 A
	Elektrický prúd, max.	19,2 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	8,6 A

Napájací zdroj 2	Napätie/frekvencia	3 x 200 – 210 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	10,4 A
	Elektrický prúd, max.	20,8 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	9,4 A
Napájací zdroj 3	Napätie/frekvencia	3 x 220 – 230 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	8,5 A
	Elektrický prúd, max.	17 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	7,5 A
Napájací zdroj 4	Napätie/frekvencia	3 x 220 – 240 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	9,2 A
	Elektrický prúd, max.	18,4 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	8,2 A
Napájací zdroj 5	Napätie/frekvencia	3 x 380 – 415 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	5,3 A
	Elektrický prúd, max.	10,6 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	4,3 A

Napájací zdroj 6	Napätie/frekvencia	3 x 380 – 415 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	5,7 A
	Elektrický prúd, max.	11,4 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	4,7 A
Napájací zdroj 7	Napätie/frekvencia	3 x 460 – 480 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	5,2 A
	Elektrický prúd, max.	10,4 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	4,2 A
Chladiaci systém	Možnosť	Chladiaci systém 3
Výfuk	Odporúčaná kapacita	50 m ³ /h (1 766 ft ³ /h)
Pokročilé funkcie	Stôl s posuvom v ose X, manuálny	N/A
	Stojan s posuvom v ose X, manuálny	N/A
	Otočný stojan	N/A
Bezpečnostný okruh/úroveň výkonnosti	Núdzové zastavenie hlavného pohonu	PL c
	Bezpečnostný blokovací zámok ochranného krytu	PL e
	Zámok bezpečnostného blokovania bezpečnostného ochranného krytu	PL c
	Bezpečnostný blokovací zámok ochranného krytu po spustení	PL b
	Bezpečnostný blokovací zámok ochranného krytu, porucha napájania	PL c
	Núdzové zastavenie chladiacej kvapaliny	PL c
	Ochrana chladiaceho výstupu ochranného krytu kotúča	PL c
Prúdový chránič (RCCB)		Typ A, vyžaduje sa 30 mA (alebo viac)
Úroveň hluku	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 70,5 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB(A) Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202

Úroveň vibrací	Deklarovaná úroveň vibrací	Celková expozice horných částí těla vibracím nepřesahuje 2,5 m/s ² .
Rozměry a hmotnost	Šířka (hlavné tělo)	70 cm (27,6")
	Šířka (s rukovětí a oplachovací pištoľou)	96 cm (37,8")
	Šířka (jeden tunel)	Ľavý: 132 cm (52")
	Šířka (dva tunely)	N/A
	Hĺbka	76 cm (30")
	Výška (zatvorený ochranný kryt, obsahuje rukoväť)	53 cm (20,8")
	Výška (otvorený ochranný kryt)	90 cm (35,4")
	Hmotnosť	75 kg (165 libier)