

CitoVac		
Potencia	Tensión/frecuencia	200-240 V/50-60 Hz (100-120 V/50-60 Hz)
	Corriente, constante	0,2 A
	Potencia, máx.	0,2 A
Suministro de aire CitoVac con eyector integrado	Aire comprimido	4,5-6 bar (65-87 psi)
	Calidad de aire recomendada	Clase-3 según ISO 8573-1
	Consumo de aire comprimido	100 l/min (26,4 gpm)
	Conexión de la manguera	Ø ¼"
	Vacío (con aire comprimido a 6 bar)	860 mbar (645 mm Hg)
Suministro de aire CitoVac para bomba externa	Vacío recomendado	mín. 900 mbar (min. 675 mm Hg)
	Caudal recomendado	~30 l/min (~8 gpm)
	Conexión de la manguera	5/16"
Software y electrónica	Controles	Panel táctil
	Pantalla	LCD de 3,1" con retroiluminación
Normas de seguridad		Consulte la Declaración de conformidad
REACH		Para obtener información sobre REACH, contacte con su delegación local de Struers.
Entorno de funcionamiento	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<95 % de humedad relativa sin condensación
Interruptor diferencial (RCCB)		Se recomienda tipo A, 30 mA (o mejor)
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 67 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB Medidas realizadas de conformidad con la norma EN ISO 11202
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A
Dimensiones y peso	Dimensiones exteriores:	–
	Anchura	38 cm (15")
	Profundidad	37 cm (14,5")
	Altura	19 cm (7,5")
	Peso	9,5 kg (21 lb)
	Cámara de vacío:	–
	Diámetro interior	Ø 20 cm (7,9")
	Altura interior	10 cm (4")