

LaboPol-30		
Tarcze do preparatyki	Średnica	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Prędkość obrotowa	50 - 500 obr./min, zmienna
	Wirowanie	600 obr./min
	Wirowanie (z LaboForce-100)	150/600 obr./min
	Kierunek obrotów	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
	Moc silnika, ciągła, S1	750 W (1 KM)
	Moment obrotowy (przy 300 obr./min)	> 24 Nm
Normy bezpieczeństwa		Patrz Deklaracja zgodności
REACH		Aby uzyskać informacje na temat REACH, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy Struers.
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Wilgotność	< 85% wilgotności względnej bez kondensacji
Warunki przechowywania i transportu		Temperatura otoczenia -20 - 60°C (-4 - 140°F)
Zasilanie	Napięcie/częstotliwość	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Wejście zasilania	1-fazowe (N+L1+PE) lub 2-fazowe (L1+L2+PE) Instalacja elektryczna musi być zgodna z kategorią II instalacji
	Moc, obciążenie nominalne	1300 W
	Moc, bieg jałowy	16 W
	Natężenie prądu, obciążenie nominalne	5,7 A
	Prąd, obciążenie maksymalne	11,2 A
	Natężenie prądu przy największym obciążeniu	5,5 A
Poziom wydajności obwodu bezpieczeństwa	Wyłącznik awaryjny – praca szlifierko-polerki	PL c
	Wyłącznik awaryjny – praca głowicy polerskiej	PL c
	Wyłącznik awaryjny – dopływ płynu	PL c
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)		Zalecany typ A, 30 mA (lub lepszy)
Zasilanie wodne	Ciśnienie, woda wodociągowa	1 - 9,9 bara (14,5 - 143 psi)
	Dopływ wody	Średnica: ½" lub ¾"
	Odpływ wody	Średnica: 40 mm (1½")
Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego z korekcją A na stanowiskach pracy	LpA = 65 dB(A) (wartość mierzona). 4 dB

LaboPol-30		
Poziom wibracji	Deklarowana emisja wibracji	Nie dot.
Wymiary i waga	Szerokość	51 cm (15,2")
	Głębokość	76,5 cm (30,1")
	Wysokość	25 cm (9,8")
	Waga	33 kg (73 lb)

Numer dokumentu: 16337750_C_pl
Data wydania: 2026.02.16