

CitoVac		
Leistung	Spannung/Frequenz	200 - 240 V / 50 - 60 Hz (100 - 120 V / 50 - 60 Hz)
	Strom, konstant	0,2 A
	Strom, max.	0,2 A
Druckluftversorgung CitoVac mit eingebautem Injektor	Druckluft	4,5–6 bar (65–87 psi)
	Empfohlene Druckluftqualität	Klasse-3, nach ISO 8573-1
	Druckluftverbrauch	100 l/min (26,4 gpm)
	Schlauchanschluss	Ø ¼"
	Unterdruck (mit Druckluft, 6 bar)	860 mbar (645 mm Hg)
Druckluftversorgung CitoVac für externe Vakuumpumpe	Empfohlener Unterdruck	min. 900 mbar (min. 675 mm Hg)
	Empfohlene Fördermenge	~30 l/min (~8 GPM)
	Schlauchanschluss	5/16"
Software und Elektronik	Steuerelemente	Touchpad
	Display	LCD 3.1 Zoll mit Hintergrundbeleuchtung
Sicherheitsnormen		Siehe Konformitätserklärung
REACH		Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5–40 °C (41–104 °F)
	Feuchtigkeit	< 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)		Typ A, 30 mA (oder besser) wird empfohlen
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	LpA = 67 dB(A) (gemessener Wert). Unsicherheit K = 4 dB Die Messungen wurden gemäß EN ISO 11202 durchgeführt
Vibrationspegel	Deklarierte Schwingungsemission	N. z.
Abmessungen und Gewicht	Außenabmessungen:	–
	Breite	38 cm (15")
	Tiefe	37 cm (14,5")
	Höhe	19 cm (7,5")
	Gewicht	9,5 kg (21 lbs)
	Vakuumkammer:	–
	Innendurchmesser	Ø 20 cm (7,9")
	Innenhöhe	10 cm (4")