

		Accutom-100
Kapasiteetti	Korkeus x pituus	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Leikkauspituus	40 mm / 195 mm (1,6" / 7,7") halkaisija 25 mm
Katkaisulaikka	Läpimitta	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Kiinnitysreiän halkaisija	12,7 mm (0,5")
Hiontakapasiteetti	Korkeus x pituus	95 x 95 mm (3,7" x 3,7")
Kuppilaikka	Läpimitta	100 mm (4") - 150 mm (6") halk.
	Kiinnitysreiän halkaisija	12,7 mm (0,5")
Moottori	Pyörimisnopeus	300–5000 rpm, säädettävissä 50 rpm askelin
	Leikkaussyöttönopeus	Syöttönopeus: 0,005–3 mm/s, säädettävissä 0,005 mm/s askelin
	Hiontasyöttönopeus	Syöttönopeus: 0,5–7,5 mm/s, säädettävissä 0,1 mm/s askelin
	Suurin asemointinopeus	Y = 13 mm/s
	Asemointipituus	Y-suunta: 110 mm (tarkkuus 0,1 mm)
Näytepidikkeen varsi	X-liike	Kyllä
	Kierto	Kyllä
	Värähtely	Kyllä
	Näytepidikkeen automaattinen pyöritys (ennen leikkaamista)	Kyllä
	Suurin asemointinopeus	X = 10 mm/s. Asemointialue X suuntaan: 60
	Asemointipituus	X-suunta: 60 mm (tarkkuus 0,005 mm)
Ohjelmistot ja elektronikka	Ohjaimet	Kosketuslevy, kierto-/painonuppi
	Näyttö	LCD, TFT-väri 320 x 240 pistettä, LED-taustavalollinen
Turvallisuusstandardit		Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
REACH		Lisätietoja REACH-järjestelmästä saat paikallisesta Struers-toimistosta.
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5–40 °C (41–104 °F)
	Kosteus	< 85 % RH, ei kondensoituva

Accutom-100		
Tehonsyöttö	Jännite/taajuus	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Tehontarve	1-vaihe (N+L1+PE) tai 2-vaihe (L1+L2+PE) Sähköasennusten on vastattava asennuskategoriaa II
	Power S1	1080 W
	Power S3	–
	Teho, joutokäynti	45 W
	Virta, max.	9,1 A
Jäähdytysjärjestelmä	Sisäänrakennettu	4,75 L (1¼ galloniaa), 1,6 l/min. (0,4 galloniaa/minuutti)
Poisto	Suositeltu kapasiteetti	30 m³/h (1060 ft³/h)
Lisäominaisuudet	X-pöytä, automaattinen	Ei
	X-jalusta, manuaalinen	Ei
	Pyörivä jalusta	Ei
Turvakytkentäluokat/Suoritustaso	Suojakytkinjärjestelmä	PL d, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Suojalukko	PL b, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Hold-to-run-toiminto	PL d, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Hätäpysäytys	PL c, luokka 1 Pysäytysluokka 0
	Nestejärjestelmän tahaton käynnistymisen	PL b, luokka 3
	Nopeuden valvonta - katkaisulaikan/kuppilaikan konsolin liike	PL d, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Katkaisulaikan/kuppilaikan pyörimisnopeuden valvonta	PL d, luokka 3
	Jäännösvirran katkaisija (RCCB)	–
Melutaso	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 67 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB
Tärinätaso	Ilmoitetut tärinäpäästöt	–

Accutom-100		
Mitat ja paino	Leveys	64,6 cm (25.4")
	Syvyys, pistoke	78 cm (30,7"), tulppa
	Korkeus, suoja kiinni	44 cm (17,3"), suoja suljettu
	Korkeus, suoja auki	91 cm (35,8"), suoja avoin
	Paino	68 kg (150 lbs)

Asiakirjan nro.: 16177750_D_fi
Julkaisupäivä: 2025.04.09