

Secotom-20		
Kapacitet	Visina × duljina	165 × 50 mm (6,5 × 2")
	Promjer	70 mm (2,8")
	Duljina rezanja	0 – 200 mm (0 – 7,9") u koracima od 0,1 mm
Rezni kotač	Promjer	75 – 203 mm (3 – 8")
	Promjer centralne grupe	12,7 mm (0,5") i 22 mm (0,86")
Motor reznog kotača	Brzina vrtnje	300 – 5000 /min u koracima od 100 o/min
	Namještanje visine reznog kotača	40 mm (1,6") ručno
Rezni stol	Širina	258 mm (10,2")
	Dubina	184 mm (7,2")
	T-utori	T-utor s izmjenjivim pločama T-utora, 8,0 mm (7 kom.)
	Brzina dovoda	0,005 – 3,0 mm/s (0,3 – 7"/min) u koracima od 0,005 mm
Laser		Razred 1M
Softver i elektronika	Kontrole	Dodirna ploha, upravljačka ručica i okretni/pritisni gumb
	LC prikaz	LCD, TFT u boji 5,7", 320 × 240 točkica s LED pozadinskim osvjetljenjem
Sigurnosni standardi		Označeno oznakom CE u skladu s direktivama EU-a
REACH		Za informacije o Uredbi REACH obratite se lokalnom uredu Struers
Radno okruženje	Okolna temperatura	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlažnost	< 85 % RV bez kondenzacije
Napajanje	Napon/frekvencija	200 – 240 V (50 – 60 Hz)
	Ulaz za napajanje	Jednofazni (N+L1+PE) ili dvofazni (L1+L2+PE) Električna instalacija mora biti u skladu s Kategorijom instalacije II
	Snaga S1	0,75 kW
	Snaga S3	1,0 kW
	Snaga, mirovanje	13 W
	Struja, maks.	11,7 A
Sustav hlađenja		Voda iz slavine ili sustav za recirkulaciju

Secotom-20		
Kategorije sigurnosnog kruga / razina izvedbe	Sustav zaštitnih sigurnosnih prekidača	PL e, Kategorija 3 Stop kategorija 0
	Zaštitna brava	PL b, Kategorija 3 Stop kategorija 0
	Funkcija držanja za pokretanje	PL d, Kategorija 1 Stop kategorija 0
	Zaustavljanje u nuždi	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
	Nenamjerno pokretanje sustava tekućine	PL b, Kategorija 3
	Praćenje brzine osi, kretanje po Y-stolu	PL d, Kategorija 3 Stop kategorija 0
	Nadzor reznog kotača i ograničenje brzine	PL d, Kategorija 3
	Praćenje brzine osi, okomito kretanje osi	N/D
Ispuh	Preporučeni kapacitet	50 m ³ /h (1766 ft ³ /h) uz vodomjer od 0 mm
Napredne značajke	X-stol, automatski	Ne
	X-postolje, ručno	Da. Opcija
	Okretno postolje	Da. Opcija
Razina buke	Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A	LpA = 66 dB(A) (izmjerena vrijednost). Nesigurnost K = 4 dB Mjerenja su provedena u skladu s EN ISO 11202
Razina vibracija	Deklarirana emisija vibracija	N/D
Dimenzije i težina	Širina	64 cm (25,4")
	Dubina s utikačem	78 cm (27,6")
	Visina, zatvorena zaštita	44 cm (17,3")
	Visina, otvorena zaštita	105,5 cm (41,5")
	Težina	73 kg (161 lbs)