

		Minitom
Capacité	Hauteur x longueur	30 x 40 mm (1,2" x 1,6")
	Diamètre	40 mm (1,6")
	Force de coupe maximale	0,34 N
Meule de tronçonnage	Diamètre	100 - 127 mm (4 - 5")
	Diamètre de l’arbre	12,7 mm (0,5")
Moteur de la meule de tronçonnage	Vitesse de rotation	100 – 420 tr/min
Bac de recyclage	Volume	250 ml (8,5 fl oz)
Logiciels et composants électroniques	Touches de commande	Pavé tactile
	Écran	S/O
Normes de sécurité		Voir la Déclaration de Conformité
REACH		Pour en savoir plus sur REACH, contactez votre agence Struers locale. Pour en savoir plus sur REACH, contactez votre agence Struers locale.
Environnement opérationnel	Température ambiante	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Humidité	< 95 % HR sans condensation
Alimentation électrique	Tension/fréquence	100 - 240 V c.a. (50 - 60 Hz)
	Entrée du courant	1L + (N) + PE
	Puissance S1	S/O
	Courant, charge nominale	1,4 A
	Courant max.	2,8 A
	Ampérage du moteur le plus gros ou de la charge maximum	3,2 A
Disjoncteur différentiel (DD)		Type A, 30 mA (ou mieux) recommandé
Niveau de bruit	Niveau de pression acoustique d’émission pondéré A aux postes de travail	L _{pA} = 58 dB
		Incertitude K = 4 dB
		Mesures réalisées selon EN ISO 11202
Niveau de vibration		S/O

Minitom		
Dimensions et poids	Largeur	27,5 cm (10,8")
	Profondeur (corps principal)	28 cm (11")
	Profondeur (avec poignée)	41 cm (16")
	Hauteur (corps principal)	20,5 cm (8,1")
	Hauteur (avec poignée)	25,6 cm (10,1")
	Poids	12 kg (26,5 lb)

N° de document : 14437750_C_fr
Date de publication : 2026.07.30