

LaboForce-50		
	Putere motor	40 W
	Cuplu la 150 rpm	> 2,6 N·m
	Viteză de rotație	150 rpm
	Sens de rotație	Oprit/În sens antiorar
	Forță, probe individuale	5 - 30 N
	Forță, suport de probe	NA
Standarde de siguranță		Consultați Declarația de încorporare
REACH		Pentru informații despre REACH, contactați biroul local Struers.
Mediu de operare	Temperatură ambiantă	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umiditate	< 85% umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare și transport	Temperatură ambiantă	20 - 60 °C (4 - 140 °F)
	Umiditate	< 85% umiditate relativă, fără condensare
Alimentare cu energie electrică		LaboForce-50 este conectat direct la LaboPol
		Monofazat (N+L1+PE) sau bifazat (L1+L2+PE) Instalația electrică trebuie să respecte categoria de instalații II
Categoriile de circuite de siguranță/nivel de performanță	Oprire în caz de urgență	PL c, Categoria 1 Categoria de oprire 0
Înterruptor de curent rezidual (RCCB)		Se recomandă tipul A, 30 mA (sau superior)
Alimentare cu apă	Presiune, apă de la robinet	1 - 9,9 bari (14,5 - 143 psi)
	Racord de admisie a apei	Diametru: ½" sau ¾"
	Racord de evacuare a apei	Diametru: 32 mm (1¼")
Nivel de zgomot	Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile de lucru	LpA = 63 dB(A) (valoare măsurată). Incertitudine K = 4 dB
Nivel de vibrații	Nivel de vibrații declarate	N/A
Dimensiuni și greutate	Lățime	40 cm (15,7")
	Adâncime	67,3 cm (26,5")
	Înălțime	28 cm (8,7")
	Greutate	22 kg (49 lbs)