

LaboPol-60		
Prepareerschijven	Diameter	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Rotatiesnelheid	50 - 500 tpm, variabel
	Draaien	600 tpm
	Spin (met LaboForce-100)	150/600 tpm
	Draairichting	Tegen de klok in
	Motorvermogen, continu, S1	750 W (1 pk)
	Koppel (bij 300 tpm)	> 24 N·m
Veiligheidsnormen		Zie de conformiteitsverklaring
REACH		Neem voor informatie over REACH, contact op met uw lokale Struers kantoor.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Vochtigheid	< 85% RH niet-condenserend
Voorwaarden voor opslag en transport	Omgevingstemperatuur	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Stroomvoorziening	Spanning/frequentie	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Stroomaansluiting	1-fase (N+L1+PE) of 2-fase (L1+L2+PE) De elektrische installatie moet voldoen aan Installatiecategorie II
	Vermogen, nominale belasting	1300 W
	Vermogen, onbelast	16 W
	Stroom, nominale belasting	5,7 A
	Stroom, maximale belasting	11,2 A
	Stroom, grootste belasting	5,5 A
Prestatieniveau van het veiligheidscircuit	Noodstop - slijpmachine-/polijstmachinebediening	PL c
	Noodstop - bediening van preparaatbeweger	PL c
	Noodstop - vloeistoftoevoer	PL c
Aardlekschakelaar (RCCB)		Type A 30 mA (of beter) wordt aanbevolen
Watertoevoer	Druk, kraanwater	1 - 9,9 bar (14,5 - 143 psi)
	Waterinlaat	Diameter: ½" of ¾"
	Wateruitlaat	Diameter: 40 mm (1½")
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissie-drukniveau op de werkplekken	LpA = 67,2 dB(A) (gemeten waarde). 4 dB
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	NVT

LaboPol-60		
Afmetingen en gewicht	Breedte	95 cm (37,4")
	Diepte	77,5 cm (30,5")
	Hoogte	25 cm (9,8")
	Gewicht	50 kg (110 lbs)