

AbraPol-30		
	Katalognummer	06306129, 06306146, 06306229, 06306246
Tallrik	Diameter	300 mm (12") eller 350 mm (14")
	Hastighet	40 - 600 rpm, justerbar i steg på 10 rpm
	Rotationsriktning	Moturs
	Motoreffekt	–
	- Kontinuerlig (S1)	2,2 kW (2,9 hk)
	- maximum (S3)	Används ej
Provflyttarhuvud	Individuella prover	EJ RELEVANT
	- Kraft	-
	- Provhöjd	-
	Provhållare	–
	- Diameter	Max. 200 mm
	- Kraft	50–700 N (10–150 lbf)
	Rotationsvarvtal	50 - 300 rpm, justerbar i steg på 10 rpm
	Rotationsriktning	Medurs, Moturs
	Motoreffekt	0,55 kW (0,75 hk)
	Moment	19 Nm
	Placering	35 - 100 mm
Funktioner	Materialborttagningsgivare (inbyggd)	–
	Metoder	Struers Metalog Guide-metoder: 10
		Skräddarsydda metoder: max. 200
Alternativ	Automatisk dosering upptill 6 pumpar	06306901 DP-modul, 06306902 OP-modul
	Växlingsventil	(06306903 - uppdaterad version)
	Kylsystem med recirkulation	06296929, 06296946, 06296954
	Varningsljus	06296900
Programvara och elektronik	Reglage	Pekplatta, vrid-/tryckknapp
	Display	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
Säkerhetsstandarder		Se Försäkran om överensstämmelse
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5-40°C/41-104°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande

AbraPol-30		
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	3 x 200 - 240 (50-60Hz), 3 x 380 - 480 (50-60Hz)
	Elanslutning	3 fas (3L + PE)
	Effekt, märklast	3 kW
	Effekt, tomgång	Används ej
	Ström, märklast	8,7 A/4,8 A
	Ström, max.	20 A/11,1 A
Vattenförsörjning	Tryck för kranvatten	1 - 4 bar (14.5-58 psi)
	Minimum vattenflöde	10 l/min
Tilluft	Tryck, tryckluft	6 - 9,9 bar (87-145 psi)
	Luftflöde / förbrukning	30 l/min (8 gpm)
	Luftkvalitet	Den tillförda luften ska vara klass 6.8.4 eller bättre, enligt ISO 8573-1
Utsug	Rekommenderad kapacitet	50 m ³ /h (1 750 ft ³ /h)
Säkerhetsklassningsnivå / prestationsnivå	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Spärr för arbetszon	PL b, kategori b Stoppkategori 0
	Spärrande lås för arbetszon	PL a
Jordfelsbrytare (RCCB- Residual Current Circuit Breaker)		Typ B, 30 mA (eller bättre) krävs
Bullernivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 61,2 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	Den totala vibrationsexponeringen för övre delen av kroppen överstiger inte 2,5 m/s ²
Mått och vikt (utan kåpa)	Bredd	Används ej
	Djup	Används ej
	Höjd	Används ej
	Vikt	Används ej
Mått och vikt (med kåpa/skyddskåpa)	Bredd	847 mm
	Djup	996 mm
	Höjd - kåpa stängd/kåpa öppen	1565 (1875) mm
	Vikt	390 kg