

LaboPol-60		
Discos de preparación	Diámetro	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Velocidad de rotación	50-500 rpm, variable
	Giro	600 rpm
	Giro (con LaboForce-100)	150/600 rpm
	Sentido de rotación	Sentido antihorario
	Potencia del motor, continua, S1	750 W (1 hp)
	Par motor (a 300 rpm)	>24 Nm
Normas de seguridad		Consulte la Declaración de conformidad
REACH		Para obtener información sobre REACH, contacte con su delegación local de Struers.
Entorno de funcionamiento	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<85 % de humedad relativa sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura ambiente	-20-60 °C (-4-140 °F)
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	200-240 V / 50-60 Hz
	Entrada de alimentación	Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE) La instalación eléctrica debe cumplir con la Categoría de instalación II
	Potencia, carga nominal	1300 W
	Potencia, reposo	16 W
	Corriente, carga nominal	5,7 A
	Corriente, carga máxima	11,2 A
	Corriente, carga más alta	5,5 A
Nivel de rendimiento del circuito de seguridad	Parada de emergencia - funcionamiento de esmeriladora/pulidora	PL c
	Parada de emergencia - funcionamiento de cabezal del portamuestras	PL c
	Parada de emergencia - suministro de líquido	PL c
Interruptor diferencial (RCCB)		Se recomienda tipo A, 30 mA (o mejor)
Suministro de agua	Presión, agua corriente	1-9,9 bar (14,5-143 psi)
	Entrada de agua	Diámetro: ½" o ¾"
	Salida de agua	Diámetro: 40 mm (1½")
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 67,2 dB(A) (valor medido). 4 dB

LaboPol-60		
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A
Dimensiones y peso	Anchura	95 cm (37,4")
	Profundidad	77,5 cm (30,5")
	Altura	25 cm (9,8")
	Peso	50 kg (110 lb)