

		Minitom
Capacidad	Altura x longitud	30 x 40 mm (1,2” x 1,6”)
	Diámetro	40 mm (1,6”)
	Fuerza de corte máxima	0,34 N
Disco de corte	Diámetro	100-127 mm (4-5”)
	Diámetro del árbol	12,7 mm (0,5”)
Motor del disco de corte	Velocidad de rotación	100-420 rpm
Tanque de refrigerante	Volumen	250 ml (8,5 fl oz)
Software y electrónica	Controles	Panel táctil
	Pantalla	N/A
Normas de seguridad		Consulte la Declaración de conformidad
REACH		Para obtener información sobre la normativa REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers. Para obtener información sobre REACH, contacte con su delegación local de Struers.
Entorno de funcionamiento	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<95 % de humedad relativa sin condensación
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	100-240 VCA (50-60 Hz)
	Entrada de alimentación	1L + (N) + PE
	Potencia S1	N/A
	Corriente, carga nominal	1,4 A
	Corriente, máx.	2,8 A
	Carga nominal en amperios del motor o la carga más grande	3,2 A
Interruptor diferencial (RCCB)		Se recomienda tipo A, 30 mA (o mejor)
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	L _{pA} = 58 dB Incertidumbre K = 4 dB Medidas realizadas de conformidad con la norma EN ISO 11202
Nivel de vibraciones		N/A

Minitom		
Dimensiones y peso	Anchura	27,5 cm (10,8")
	Profundidad (cuerpo principal)	28 cm (11")
	Profundidad (con manija)	41 cm (16")
	Altura (cuerpo principal)	20,5 cm (8,1")
	Altura (con manija)	25,6 cm (10,1")
	Peso	12 kg (26,5 lb)