

TECHNICAL DATA
LaboForce-100

LaboForce-100		
Premikalo vzorca	Nosilec vzorca	
	Maks. teža	4 kg (8,8 lbs) vklj. z vzorci
	Sila	10–50 N, en vzorec 30–300 N, nosilec vzorca
	Natančnost sile	± 5 N do 50 N, ± 10 N pri višjih vrednostih
	Hitrost vrtenja	
	v teku	50–150 vrtljajev na minuto
	Smer vrtenja	V nasprotni smeri urnega kazalca, v smeri urinega kazalca
	Motor	180 W
	Programska oprema in elektronika	Zaslon
Funkcije	Metode	Vključeno: 10 metod priročnika Struers Metalog Guide. Izdelano po meri: 3
Varnostni standardi/direktive/zakonodaja		Glejte izjavo o skladnosti/priročnik z navodili
REACH		Za informacije o REACH se obrnite na lokalno pisarno družbe Struers.
Delovno okolje	Temperatura okolice	
	Med postopkom	5–40 °C (41–104 °F)
	Vlažnost	< 85 % RH brez kondenzacije
Dovod stisnjenega zraka	Tlak	6–9,9 bar (87–143 psi)
	Priporočena kakovost	Razred 5.6.4, kot je določeno v standardu ISO 8573-1
Napajanje	Napetost/frekvenca	1 x 24 V
	Vhod za napajanje	Neposredno priključeno na LaboPol
	Moč	
	Nazivna obremenitev	180 W
	Tok	
	Nazivna moč	5 A
	Maks.	8 A
	Trenutna, največja obremenitev	4,5 A

LaboForce-100		
Dimenzije in teža	Širina	20,3 cm (8 palcev)
	Globina	43,3 cm (17 palcev)
	Višina	57,4 cm (22,6 palca)
	Višina (z odprtim pokrovom)	
	Teža	20,5 kg (45,2 lbs)
Raven hrupa	A-vrednotena raven zvočnega tlaka emisij na delovnih postajah	Glejte tehnične podatke LaboPol.
Nivo tresljajev	Deklarirana emisija tresljajev	NI RELEVANTNO