

LaboForce-50		
	Motor teljesítménye	40 W
	Nyomaték 150 ford/perc esetén	> 2,6 N·m
	Forgási sebesség	150 ford/perc
	Forgásirány	Ki / Az óramutató járásával ellentétes irányban
	Erő, egyedi minták	5–30 N
	Erő, mintatartó	NA
Biztonsági szabványok		Lásd a beépítési nyilatkozatot
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5–40 °C (41–104 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
Tárolási és szállítási feltételek	Környezeti hőmérséklet	20–60 °C (4–140 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
Tápellátás		A LaboForce-50 közvetlenül kapcsolódik a LaboPol-hoz
		1 fázis (N+L1+PE) vagy 2 fázis (L1+L2+PE) Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a II. szerelési kategóriának
Biztonsági áramköri kategóriák/teljesítményszint	Vészleállítás	PL c, 1. kategória 0 leállítási kategória
Maradékáram-megszakító (RCCB)		A típusú, 30 mA-es (vagy erősebb) ajánlott
Vízellátás	Nyomás, vezetékes víz	1–9,9 bar (14,5–143 psi)
	Vízbevezetés	Átmérő: ½" vagy ¾"
	Vízkiemenet	Átmérő: 32 mm (1¼")
Zajszint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaadásokon	LpA = 63 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgés kibocsátás	N.a.
Méreték és tömeg	Szélesség	40 cm (15,7")
	Mélység	67,3 cm (26,5")
	Magasság	28 cm (8,7")
	Tömeg	22 kg (49 font)