

CitoPress-15, 30		
Unidades de montagem (opção)	Diâmetro:	25, 30, 40, 50 mm (1,25", 1,5")
Compressão	Pressão de montagem	50–350 bar em passos de 25 bar/725–5076 psi em passos de 363 psi. Para cilindros de 50 mm de diâmetro, a pressão máxima é limitada a 250 bar/3625 psi
Aquecimento (com pressão ativada)	Temperatura	120/150/180 °C (248/302/356 °F)
	Tempo	Variável entre 1 e 15 minutos
Refrigeração (com pressão ativada)	Tempo	Variável entre 1 e 15 minutos
	Taxa	Alta: Fluxo total (4,8 l/min)
		Média: 20% do fluxo total (0,96 l/min) Baixa: 3% do fluxo total (0,14 l/min)
Software e eletrônica	Controlos	Painel tátil, virar/pressionar botão
	Ecrã	LCD 5,2" com retroiluminação LED
Normas de segurança	Consulte a Declaração de Conformidade	
REACH	Para obter informações sobre o REACH, entre em contacto com o seu escritório local da Struers	
Ambiente operacional	Temperatura ambiente	5–40 °C (41–104 °F)
	Humidade	<85% HR sem condensação
Fonte de alimentação	Tensão/frequência	200–240 V/50–60 Hz (100–120 V/50–60 Hz)
	Fonte de alimentação	Monofásica (N+L1+PE) ou bifásica (L1+L2+PE)
	Corrente, inativa	8 W
	Corrente, máx.	CitoPress-15: 1300 W @ 200–240 V (1300 W @ 100–120 V)
		CitoPress-30: 2300 W @ 200–240 V (1300 W @ 100–120 V)
	Corrente	CitoPress-15: 5,6 A @ 200–240 V (13 A @ 100–120 V)
		CitoPress-30: 10 A @ 200–240 V (13 A @ 100–120 V)
	Disjuntor de corrente residual (RCCB)	É necessário o tipo A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) ou melhor
Abastecimento de água	Pressão	1–6 bar (14,5–87 psi)
	Entrada	3/4"
	Saída	10 mm (0,4")
Nível de ruído	Nível de pressão de emissão de som ponderado A nas estações de trabalho	LpA = 61,5 dB(A) (valor medido). Incerteza K = 4 dB Medições realizadas de acordo com a norma EN ISO 11202
Nível de vibração	Emissão de vibração declarada	N/A

CitoPress-15, 30		
Dimensões e peso	Largura	CitoPress-15: 48 cm (19")
		CitoPress-30: 55 cm (21,5")
	Profundidade	56 cm (22")
	Altura (com unidade de montagem e fecho superior)	45 cm (17,7") (excl. CitoDoser)
		55 cm (21,5") (incl. CitoDoser)
	Peso	CitoPress-15: 34 kg (75 lbs)
		CitoPress-30: 48 kg (106 lbs)
		CitoDoser: 3,1 kg (7 lbs)