

Zmogljivost	Višina x dolžina	95 x 200 mm (3,7 x 10 palcev)
	Premier	110 mm (4,7 palca)
	Dolžina reza	305 mm (12 palcev)
Rezalna plošča	Premier	350 mm (14 palcev)
	Premier vpenjalne osi	32 mm (1,3 palca)
Motor za rezalno ploščo	Hitrost vrtenja	2500 vrtljajev na minuto
	Nastavitev višine rezalne plošče	–
Rezalna miza	Širina	340 mm (13,4 palca)
	Globina	313 mm (12,3 palca)
	T-reže	T-reža z zamenljivimi ploščami za T-režo, 10 mm (4 + 3 kosov)
	Hitrost krmiljenja	Ročni nadzor
Laser		Razred 2M
Programska oprema in elektronika	Kontrolniki	Upravljalna ploščica na dotik
	Zaslon	NI RELEVANTNO
Varnostni standardi		Oznaka CE v skladu z direktivami EU
REACH		Za informacije o REACH se obrnite na lokalno pisarno družbe Struers.
Delovno okolje	Temperatura okolice	5–40 °C (41–104 °F)
	Vlažnost	35–85 % relativne vlažnosti brez kondenzacije
Napajanje 1	Napetost/frekvenca	3 x 200 V (50 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	5,5 kW (7,4 hp)
	Napajanje S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	22,9 A
	Tok, najv.	45,8 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	21,9 A

Napajanje 2	Napetost/frekvenca	3 × 200–210 V (60 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Napajanje S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	27,1 A
	Tok, najv.	50 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	26,1 A
Napajanje 3	Napetost/frekvenca	3 × 220–230 V (50 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	5,5 kW (7,4 hp)
	Napajanje S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	20,1 A
	Tok, najv.	40,2 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	19,1 A
Napajanje 4	Napetost/frekvenca	3 × 220–240 V (60 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Napajanje S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	22,5 A
	Tok, najv.	45 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	21,5 A

Napajanje 5	Napetost/frekvenca	3 x 380 - 415V (50 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	5,5 kW (7,4 hp)
	Napajanje S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	12 A
	Tok, najv.	24 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	11 A
Napajanje 6	Napetost/frekvenca	3 x 380–415V (60 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Napajanje S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	13,4 A
	Tok, najv.	26,8 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	12,4 A
Napajanje 7	Napetost/frekvenca	3 x 460–480 V (60 Hz)
	Vhod za napajanje	3L + (N) + PE
	Napajanje S1	NI RELEVANTNO
	Napajanje S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Napajanje S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Tok, nazivna obremenitev	12,4 A
	Tok, najv.	24,8 A
	Nazivni tok največjega motorja ali obremenitve	11,4 A
Hladilni sistem	Možnost	Hladilni sistem 4
Odvod zraka	Priporočena zmogljivost	150 m ³ /h (5300 ft ³ /h) pri vodnem stolpcu 0 mm (0 palcev).
Napredne funkcije	X-miza, ročna	Možnost
	X-stojalo, ročno	NI RELEVANTNO
	Vrtljivo stojalo	NI RELEVANTNO

Varnostni tokokrog/raven zmogljivosti	Zaustavitev rezalnega motorja v sili	PL c
	Varnostna zapora varnostnega varovala	PL d
	Zaklep varnostne zapore varnostnega varovala	PL c
	Zaklep varnostne zapore varnostnega varovala po delovanju	PL b
	Zaklep varnostne zapore varnostnega varovala ob izpadu napajanja	PL c
	Zaustavitev hladilne tekočine v sili	PL c
	Zaščita izhoda hladilne tekočine na varovalu rezalne plošče	PL c
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB)		Tip A, 30 mA (ali več) je obvezen
Raven hrupa	A-vrednotena raven emisijskega zvočnega tlaka na delovnih mestih	LpA = 72 dB(A) (izmerjena vrednost). Negotovost K = 4 dB
Nivo tresljajev	Deklarirana emisija tresljajev	$a_{hd} = 0,5 \text{ m/s}^2$ (izmerjena vrednost). Negotovost K = 0,2 m/s^2
Dimenzije in teža	Širina (glavno ohišje)	73 cm (28,9 palca)
	Širina (z ročajem)	89 cm (35,2 palca)
	Širina (en podaljšek)	Levo: 134 cm (52,8 palca) Desno: 126 cm (49,4 palca)
	Širina (dva podaljška)	170 cm (67 palcev)
	Globina	94 cm (37,1 palca)
	Višina (varovalo zaprto, ročaj vključen)	90 cm (35,6 palca)
	Višina (varovalo odprto)	122 cm (48 palcev)
	Teža	225 kg (496 lbs)