

LaboPol-30		
Prípravné kotúče	Priemer	230 mm (9”), 250 mm (10”), 300 mm (12”)
	Rýchlosť otáčania	50 – 500 ot./min., variabilné
	Otáčať	600 ot./min.
	Spin (s LaboForce-100)	150/600 ot./min.
	Smer otáčania	Proti smeru hodinových ručičiek
	Motorový výkon, spojitý, S1	750 W (1 hp)
	Krútiaci moment (pri 300 ot./min.)	>24 Nm (Newton meter)
Bezpečnostné normy		Pozri vyhlásenie o zhode
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Skladovacie a prepravné podmienky	Teplota okolia	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Napájací zdroj	Napätie/frekvencia	200 – 240 V/50 – 60 Hz
	Napájací vstup	Jednofázové (N + L1 + PE) alebo dvojfázové (L1 + L2 + PE) Elektrická inštalácia musí byť v súlade s kategóriou inštalácie II
	Napájanie, menovitá záťaž	1 300 W
	Napájanie, nečinnosť	16 W
	Prúd, menovitá záťaž	5,7 A
	Prúd, maximálne zaťaženie	11,2 A
	Prúd, najväčšia záťaž	5,5 A
Kategórie bezpečnostných obvodov/Úroveň výkonnosti	Núdzové zastavenie	PL c, kategória 1 Kategória zastavenia 0
Prúdový chránič (RCCB)		Odporúča sa typ A, 30 mA (alebo viac)
Prívod vody	Tlak, voda z vodovodu	1 – 9,9 barov (14,5 – 143 psi)
	Prívod vody	Priemer: ½" alebo ¾"
	Odtok vody	Priemer: 40 mm (1½")
Úroveň hluku	Hladina zvukových emisií na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 65 dB(A) (nameraná hodnota) 4 dB
Úroveň vibrácií	Deklarovaná úroveň vibrácií	Celková expozícia horných častí tela vibráciám nepresahuje 2,5 m/s ² .

LaboPol-30		
Rozmery a hmotnosť	Šírka	51 cm (15,20")
	Hĺbka	76,5 cm (30,1")
	Výška	25 cm (9,8")
	Hmotnosť	33 kg (73 libier)

Dok. č.: 16337750_B_sk
Dátum vydania: 2022.05.01